

Lecoxen®

SPRAY

Ισότονο διάλυμα θαλασσινού νερού με ιχνοστοιχεία για τον εμποτισμό και τον καθαρισμό πληγών

Το **Lecoxen® Spray** είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται για τη θεραπεία των οξείων και χρόνιων τραυμάτων με σκοπό τον καθαρισμό και τον εμποτισμό τους. Χάρη στον ψεκασμό ισότονου διαλύματος θαλασσινού νερού που είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία, είναι αποτελεσματικό στην απομάκρυνση ακαθαρσιών, ξένων σωμάτων, νεκρωτικών υπολειμμάτων και εξιδρώματος από το τραύμα και, ταυτόχρονα, διευκολύνει τον έλεγχο του μικροπεριβάλλοντος του τραύματος και την επούλωση του. Ιδανικό για καταστάσεις πρώτων βοηθειών. Η φιάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση. Χωρίς απολυμαντικές ουσίες.

Οδηγίες χρήσης και δοσολογία:

να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των πληγών. Πριν από την εφαρμογή του επιδέσμου ή της γάζας, ρυθμίστε την πίεση ψεκασμού φέρνοντας κοντά ή απομακρύνοντας το ακροφύσιο μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή και κατάλληλη απόσταση. Μην τοποθετείτε το ακροφύσιο σε στενή επαφή με το τραύμα. Αφαιρέστε πιθανή περίσσεια διαλύματος με αποστειρωμένη γάζα. Η εφαρμογή του Lecoxen spray συνιστάται πριν από την περιποίηση του τραύματος με οποιοδήποτε κλινικό πρωτόκολλο.

Προειδοποιήσεις:

μην χρησιμοποιείτε σε πληγές που έχουν διαρρήξει το δέρμα και χρειάζονται δευτεροβάθμια φροντίδα. Για προσωπική χρήση. Πλύνετε καλά τα χέρια πριν τη χρήση. Συνιστάται να φοράτε γάντια μιας χρήσης αν το προϊόν χρησιμοποιείται από τρίτους. Μακριά από πηγές θερμότητας, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοικτές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Προστατεύστε από τις ηλιακές ακτίνες. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 ° C. Μην τρυπάτε ούτε καίτε, ακόμα και μετά τη χρήση. Κρατήστε το προϊόν σε ασφαλές μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι ανοιχτή ή κατεστραμμένη. Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κάτω μέρος της φιάλης.

*Το **spray Lecoxen®** είναι ισότονο διάλυμα θαλασσινού και αποιονισμένου νερού, χωρίς συντηρητικά και απολυμαντικές ουσίες. Ιδανικό για τον καθαρισμό των πληγών. Είναι το βασικό και θεμελιώδες βήμα για τη διαχείριση των πληγών οποιασδήποτε αιτιολογίας.*

Πράγματι, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι πρώτες φάσεις της θεραπείας των τραυμάτων περιλαμβάνουν τον καθαρισμό και την απολύμανση οι οποίες πρέπει να θεωρούνται δύο διαφορετικές μέθοδοι.

Lecoxen®

SPRAY

Isotonic sea water solution with trace elements for irrigation and cleaning of wounds

Lecoxen® Spray is a medical device intended for topic treatment of acute and chronic wounds in order to clean and irrigate them. Thanks to a jet of isotonic sea water solution rich in trace elements, it is effective in removing dirt, foreign bodies, necrotic residues and exudate from the wound and it facilitates the control of the wound microenvironment and wound healing. Ideal in first aid situations. The bottle can be used in any position. Disinfectant free.

Directions for use and dosage: to be used for wound cleansing. Before applying the dressing, adjust the power of the water jet putting near or removing the nozzle until you reach the most suitable distance for doing so. Do not position the nozzle in close contact with the wound. Remove possible excess solution with sterile gauze. The treatment with Lecoxen® spray is recommended before treating the wound with any clinical protocol.

Warnings: do not use on wounds which have breached the dermis and can only heal by secondary intent. For personal use. Wash hands thoroughly before use. It is recommended to wear disposable gloves if the product is used by third parties. Keep away from heat sources, hot surfaces, sparks, open flames or other sources of ignition. Do not smoke. Protect from sun rays. Do not expose to temperatures exceeding 50°C. Do not pierce or burn, even after use. Keep the product in a safe place. Keep out of reach of children. Do not use if the package is opened or damaged. Do not use after the expiry date shown on the bottom of the bottle.

***Lecoxen® spray** is an isotonic solution of sea water and demineralised water without preservatives and disinfectants ideal for wound cleaning. It is the primary and fundamental step for the management of wounds of different etiology. Indeed, it should be considered that the first phases of the treatment of wounds include cleaning and disinfection which are to be considered two different methods.*

Αναθ.0, 18/09/2016

REF: 001



Παραγωγός:



Via Pozzelle, 36
73025 Martano (LE) ITALIA
www.dermoxen.com

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα:



MEDWORLD
Innovative Healthcare Solutions

MEDWORLD O.E.
Λυβίσσιου 11, Νέα Μάκρη, 19005
Τηλ.: 22940 91970
info@medworld.gr - www.medworld.gr